



Für die Explantation unserer Schrauben wird im Normalfall lediglich ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat in in dem meisten Fällen einen genormten Innensechskant. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Aufstellung.

Schlüsselweite Anschluss		Kreuz	Sonder	2,5	2,5	3,5
Durchbohrung in mm		-	-	1,5	1,8	2,2
						
Spezielle Fußschrauben						
TWISTER-Schrauben, D 2,0 mm, Kreuzschlitz		✓				
TWISTER-I-Schraube, D 2,0 mm			✓			
TWISTER-I-Schraube, D 2,7 mm			✓			
Durchbohrte Schrauben						
Durchbohrte Schraube D 3,0 mm, SK*				✓		
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm, SK*					✓	
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, SK*						✓

SK* - Durchbohrte Schraube mit Sechskantanschluss



Für die Explantation unserer Schrauben wird im Normalfall lediglich ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat in in dem meisten Fällen einen genormten Innensechskant. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Aufstellung.

Schlüsselweite Anschluss		1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Durchbohrung in mm		1,0	1,1	1,8	1,8	2,7
						
Kompressionsschrauben, durchbohrt						
CIRRUS®-Schraube mini, D 2,3 mm, Kompressionsschraube, SK*		✓				
CIRRUS®-Schraube, D 3,0 mm, Kompressionsschraube, SK*			✓			
EPIUS-Schraube, D 4,0 mm, Kompressionsschraube, SK*				✓		
METIUS-Schraube, D 4,5 mm, Kompressionsschraube, SK*				✓		
CLAVIUS-Schraube, D 5,5 mm, Kompressionsschraube, SK*					✓	
CLAVIUS-Bolzen, D 5,5 mm, Kompressionsschraube, SK*					✓	
CONTUS-Schraube, D 7,5 mm, Kompressionsschraube, SK*						✓
CONTUS-Bolzen, D 7,5 mm, Kompressionsschraube, SK*						✓

SK* - Durchbohrte Schraube mit Sechskantanschluss



SW AS	Bestellnummer	Bezeichnung
Kreuz	750.102038	 Kreuzschlitzschraubendreher, für TWISTER-Schraube D 2,0 mm, mit Griff und Haltehülse
Sonder	750.102008	 Schraubendreher, für TWISTER-I-Schrauben, mit Griff
SK 1,5 ID 1,0	750.102063	 Sechskantschraubendreher, für CIRRUS®-Schrauben mini, D 2,3 mm, durchbohrt, für Drähte D 0,8 mm, mit Griff
SK 2,0 ID 1,1	750.102027	 Sechskantschraubendreher, für CIRRUS®-Schrauben D 3,0 mm, durchbohrt, für Drähte D 1,0 mm, mit Messskala und Griff
SK 2,5 ID 1,5	750.102014	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Schrauben D 3,0 mm, für Drähte D 1,4 mm, mit Griff
SK 2,5 ID 1,8	750.102015	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Schrauben D 4,0 mm, D 4,5 mm, für Drähte D 1,6 mm, mit Griff
SK 3,0 ID 1,8	750.102056	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CLAVIUS-Schrauben D 5,5 mm, für Drähte D 1,6 mm, mit Griff
SK 3,5 ID 2,3	750.102016	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben D 7,0 mm, für Drähte D 2,0 mm, mit Griff
SK 4,0 ID 2,7	750.102055	 Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CONTUS-Schrauben D 7,5 mm, für Drähte D 2,5 mm, mit Griff

SW = Schlüsselweite | AS = Anschluss | SK = Sechskant



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an unseren Innendienst:

Deutschland **INTERCUS Vertriebs GmbH**
In der Flecke 22-23
07422 Bad Blankenburg

Ansprechpartner Frau Friedrichs
Frau Busch
Frau Unger

Telefon: 036741 586265
Fax: 036741 586469
E-Mail: info@intercus-vertrieb.de

Export **INTERCUS GmbH**
Zu den Pfarreichen 5
07422 Bad Blankenburg

Telefon: +49 36741 588-0
Fax: +49 36741 588-285
E-Mail: info@intercus.de



National: **INTERCUS Vertriebs GmbH** | In der Flecke 22-23 | 07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 586265 | Fax: 586469 | E-Mail: info@intercus-vertrieb.de

International: **INTERCUS GmbH** | Zu den Pfarreichen 5 | 07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 588-0 | Fax: 588-285 | E-Mail: info@intercus.de | GERMANY