












Für die Explantation unserer Schrauben wird in der Regel nur ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat in den meisten Fällen einen genormten Innensechskant. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Liste.

| Schlüsselweite Anschluss | | Kreuz-I | Kreuz-II | Sonder | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
|--|---|---------|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| Durchbohrung in mm | | - | 0,9 | - | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
|  | | | | | | | | |
| Spezielle Fußschrauben | | | | | | | | |
| TWISTER-Schrauben, D 2,0 mm, Kreuzschlitz |  | ✓ | | | | | | |
| TWISTER-I-Schraube, D 2,0 mm |  | | | ✓ | | | | |
| TWISTER-I-Schraube D 2,7 mm |  | | | ✓ | | | | |
| Durchbohrte Schrauben | | | | | | | | |
| INCUS-Schrauben D 2,3 mm, Kreuzschlitz |  | | ✓ | | | | | |
| Durchbohrte Schraube D 3,0 mm, SK* |  | | | | ✓ | | | |
| Durchbohrte Schraube D 4,0 mm, SK* |  | | | | | ✓ | | |
| Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, SK* |  | | | | | | | ✓ |
| IntraOS-Schrauben S, M, L und XL, SK* |  | | | | | | ✓ | |

SK* - Durchbohrte Schraube mit Sechskantanschluss




Für die Explantation unserer Schrauben wird in der Regel nur ein Schraubendreher benötigt. Dieser hat in den meisten Fällen einen genormten Innensechskant. Die jeweilige Größe entnehmen Sie bitte der Tabelle. Details zu den Schraubendrehern finden Sie am Ende der Liste.

| Schlüsselweite Anschluss | | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Durchbohrung in mm | | 1,0 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,7 |
|  | | | | | | |
| Kompressionsschrauben, durchbohrt | | | | | | |
| CIRRUS-Schraube mini D 2,3 mm/D 3,0 mm Kompressionsschraube, SK* |  | ✓ | | | | |
| CIRRUS-Schraube D 3,0 mm/D 4,0 mm, Kompressionsschraube, SK* |  | | ✓ | | | |
| EPIUS-Schraube D 4,0 mm/D 5,0 mm, Kompressionsschraube, SK* |  | | | ✓ | | |
| METIUS-Schraube D 4,5 mm/D 6,0 mm, Kompressionsschraube, SK* |  | | | ✓ | | |
| CLAVIUS-Kompressions- schraube D 5,5 mm, SK* |  | | | | ✓ | |
| CLAVIUS-Positionsbolzen D 5,5 mm, SK* |  | | | | ✓ | |
| CONTUS-Kompressions- schraube D 7,5 mm, SK* |  | | | | | ✓ |
| CONTUS-Positionsbolzen D 7,5 mm, SK* |  | | | | | ✓ |

SK* - Durchbohrte Schraube mit Sechskantanschluss



| SW AS | Bestellnummer | Bezeichnung |
|------------------|---------------|---|
| Kreuz-I | 750.102038 |  Kreuzschlitzschraubendreher, für TWISTER-Schrauben D 2,0 mm, mit Griff und Haltehülse |
| Kreuz-II | 750.102062 |  Kreuzschlitzschraubendreher, für INCUS-Schrauben D 2,3 mm, durchbohrt, selbsthaltend, mit Drehgriff |
| Sonder | 750.102008 |  Schraubendreher, durchbohrt, für TWISTER-I-Schrauben, mit Griff |
| SK 1,5 ID 1,0 | 750.102063 |  Sechskantschraubendreher, für CIRRUS-Schrauben mini D 2,3 mm, durchbohrt, selbsthaltend, Griff |
| SK 2,0 ID 1,1 | 750.102027 |  Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CIRRUS-Schrauben D 3,0 mm/D 4,0 mm, mit Griff |
| SK 2,5 ID 1,5 | 750.102014 |  Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Drähte D 1,4 mm, für Schrauben D 3,0 mm, mit Griff |
| SK 2,5 ID 1,8 | 750.102015 |  Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Drähte D 1,6 mm, für Schrauben D 4,0/4,5 mm, mit Griff |

SW = Schlüsselweite | AS = Anschluss | SK = Sechskant



| SW AS | Bestellnummer | Bezeichnung |
|------------------|---------------|---|
| SK 3,0 ID 1,8 | 750.102056 |  Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CLAVIUS-Schrauben D 5,5 mm, für Drähte D 1,6 mm, mit Griff |
| SK 3,5 ID 2,3 | 750.102016 |  Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben D 7,0 mm, für Drähte D 2,0 mm, mit Griff |
| SK 4,0 ID 2,7 | 750.102055 |  Sechskantschraubendreher, durchbohrt, für CONTUS-Schrauben D 7,5 mm, für Drähte D 2,5 mm, mit Griff |

SW = Schlüsselweite | AS = Anschluss | SK = Sechskant

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter oder an unseren Innendienst:

Deutschland INTERCUS Vertriebs GmbH | Rudolstädter Straße 15
07422 Bad Blankenburg

Ansprechpartner:
Frau Friedrichs und Frau Unger

Telefon: 036741 586265
Fax: 036741 586469
E-Mail: info@intercus-vertrieb.de

Export INTERCUS GmbH | Zu den Pfarreichen 5
07422 Bad Blankenburg

Telefon: +49 36741 588-0
Fax: +49 36741 588-285
E-Mail: info@intercus.de



National: INTERCUS Vertriebs GmbH | Rudolstädter Str. 15 | 07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 586265 | Fax: 586469 | E-Mail: info@intercus-vertrieb.de

International: INTERCUS GmbH | Zu den Pfarreichen 5 | 07422 Bad Blankenburg
Tel.: +49 36741 588-0 | Fax: 588-285 | E-Mail: info@intercus.de | GERMANY